

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cypor Para Wb Y Elisa - P16435

Número de artículo: CM0021681



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la CYPOR humana (NADPH-citocromo P450 reductasa), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la transferencia de electrones en sistemas de citocromo P450 microsomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CYPOR Rabbit pAb
Notas / Alias	CPR; CYPOR; P450R
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5447
GeneID	5447
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la CYPOR humana (NP_000932.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16435
Peso de la proteína	77 kDa
Envío	Bolsa de hielo