

Anticuerpo Policlonal Anti-Cyr61 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000622

Número de artículo: CM0017733



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CYR61 humano (CCN1/GIG1/IGFBP10) para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Proteína secretada de 42 kDa implicada en la adhesión celular y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYR61 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GIG1; CYR61; IGFBP10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3491
GeneID	3491
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 120-220 de CYR61 humano (NP_001545.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	000622
Peso Molecular de la Proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo