


Anticuerpo Policlonal Anti-Cistationasa/Cth Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P32929

Número de artículo: CM0025115



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-Cistationasa/CTH es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la cistationina gamma-liasa, una enzima clave en la transulfuración y la producción de H₂S.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cistationasa/CTH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CGL; CSE; Cistationasa/CTH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1491
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-405 de la Cistationasa/CTH humana (NP_001893.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32929
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo