

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cistatina A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01040

Número de artículo: CM0010107



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Cistatina A humana (CSTA). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA y reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la inhibición de proteasas y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cistatina A Conejo mAb
Observaciones/Alias	AREI; PSS4; STF1; STFA; Cistatina A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1475
ID de Gen	1475
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-98 de la Cistatina A humana (NP_005204.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01040
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo