

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cistatina B Para Wb, Elisa - P04080

Número de artículo: CM0003967



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Cistatina B humana (Estefina-B), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la inhibición de proteasas y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cistatina B mAb de Conejo
Observaciones/Alias	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; Cistatina B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1476
ID de Gen	1476
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-98 de la Cistatina B humana (NP_000091.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04080
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo