


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cistatina C Para Wb, Elisa - P01034

Número de artículo: CM0012586



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Cistatina C de alta calidad (Clon A8933, P01034) validado para WB y ELISA. Detecta cistatina C humana y de ratón; ideal para investigación de enfermedades renales y neurológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Cistatina C
Observaciones/Alias	ARMD11; HEL-S-2; Cistatina C
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1471
ID de Gen	1471
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-146 de la Cistatina C humana (P01034)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P01034
Peso Molecular de la Proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo