


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cistatina C Para Wb, If, Ihc, Elisa - P01034

Número de artículo: CM0004964



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra la cistatina C humana, validado para WB, IF, IHC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudiar la regulación de las proteasas de cisteína y la amiloidosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cistatina C mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARMD11, HEL-S-2, Cistatina C
Especie	Humano
ID de Gen	1471
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-146 de la cistatina C humana (NP_000090.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P01034
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo