

Anticuerpo Policlonal Anti-Cyth4 Para Wb, Elisa - Q9Uia0

Número de artículo: CM0020533

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la citohesina-4 (CYTH4) humana, apto para Western blot y ELISA; reconoce ortólogos de ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre intercambio de guanil-nucleótidos de ARF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYTH4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CYT4; PSCD4; DJ63G5.1; citohesina-4; CYTH4
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	27128
ID del Gen	27128
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de CYTH4 humana (NP_037517.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UIA0
Peso de la Proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo