

Anticuerpo Monoclonal Anti-Citocromo C Para Wb, Ihc-P, Elisa - P99999

Número de artículo: CM0010307



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el Citocromo C Humano (P99999), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del transporte de electrones mitocondrial y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Citocromo C
Observaciones/Alias	CYC; HCS; THC4; C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54205
GeneID	54205
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-105 del Citocromo C humano (P99999)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P99999
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo