

Anticuerpo Policlonal Anti-Citocromo C Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P99999

Número de artículo: CM0013459



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el citocromo C humano, validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta el citocromo C humano, de ratón y de rata. Ideal para el estudio de la apoptosis y el transporte electrónico mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra el citocromo C
Observaciones/Alias	CYC; HCS; THC4; C
Especie	Humana
GeneID (humano)	54205
GeneID	54205
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-105 del citocromo C humano (NP_061820.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P99999
Peso de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo