

Anticuerpo Monoclonal Anti-Citocromo P450 2E1 (Cyp2E1) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05181

Número de artículo: CM0007237



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CYP2E1 humano, validado para WB, IF, IHC y ELISA. Detecta CYP2E1 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación en metabolismo de fármacos y toxicología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Citocromo P450 2E1 (CYP2E1) Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; Citocromo P450 2E1 (CYP2E1)
Especie	Humano
ID de Gen	1571
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 234-493 del citocromo P450 2E1 (CYP2E1) humano (NP_000764.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05181
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo