

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Citocromo P450 2E1 (Cyp2E1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05181

Número de artículo: CM0007152



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CYP2E1 humano, validado en WB, IHC-P, ELISA; reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio del metabolismo de ácidos grasos y la desintoxicación de xenobióticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra citocromo P450 2E1 (CYP2E1)
Observaciones/Alias	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; Citocromo P450 2E1 (CYP2E1)
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1571
ID de gen	1571
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 234-493 del CYP2E1 humano (NP_000764.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P05181
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo