

Anticuerpo Monoclonal Anti-Citocromo P450 4A (Cyp4A11) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q02928

Número de artículo: CM0002834

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado dirigido contra CYP4A11 humano, apto para WB, IHC-P y ELISA. Permite investigar la omega-hidroxilación de ácidos grasos, el metabolismo del ácido araquidónico y la señalización de 20-HETE. Detecta humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Citocromo P450 4A (CYP4A11)
Observaciones/Alias	CP4Y; CYP4A2; CYP4AII; CYPIVA11; Citocromo P450 4A (CYP4A11)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1579
GeneID	1579
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 50-150 de CYP4A11 humano (Q02928)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02928
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo