

Anticuerpo Policlonal Anti-Citohesina-1 (Cyth1) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15438

Número de artículo: CM0021032



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la citohesina-1 (CYTH1) humana. Validado para WB, IF/ICC, ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Proteína de ~46 kDa. Ideal para estudios de activación de ARF, tráfico de membranas y polarización epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYTH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B2-1; SEC7; PSCD1; D17S811E; CYTOHESIN-1; CYTH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9267
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de la CYTH1 humana (NP_004753.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15438
Peso de la Proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo