


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Citoqueratina 1 (Krt1) Para Wb, If-P, Elisa - P04264

Número de artículo: CM0004514



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Citoqueratina 1 (KRT1) de alta calidad validado para aplicaciones de WB, IF-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios sobre la diferenciación de queratinocitos y la integridad estructural de la epidermis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Citoqueratina 1 (KRT1) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	K1; CK1; EHK; AEI2; EHK1; EPPK; KRT1A; NEPPK; Citoqueratina 1 (KRT1)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3848
ID de Gen	3848
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 545-644 de la Citoqueratina 1 humana (KRT1) (P04264)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04264
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo