


Anticuerpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 10 Para If-P, Elisa - P13645

Número de artículo: CM0004493



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la citoqueratina 10 humana (CK-10, K10). Validado para inmunofluorescencia (IF-P) y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apoya la investigación sobre la diferenciación de queratinocitos y la barrera cutánea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Citoqueratina 10 Conejo mAb
Observaciones/Alias	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10; Citoqueratina 10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3858
GeneID	3858
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 485-584 de la citoqueratina 10 humana (P13645).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13645
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo