

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Queratina 12 (Krt12) Para If-P, Ihc-P, Elisa - Q99456

Número de artículo: CM0002480

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la Citokeratina 12 (KRT12) humana, validado para IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Esencial para estudios de epitelio corneal, filamentos intermedios y distrofia corneal de Meesmann.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Citokeratina 12 (KRT12)
Observaciones/Alias	K12; MECD1; Citokeratina 12 (KRT12)
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3859
ID de gen	3859
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-494 de la Citokeratina 12 (KRT12) humana (NP_000214.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q99456
Peso molecular de proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo