

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Citoqueratina 12 (Krt12) Para Wb Y Elisa - Q99456

Número de artículo: CM0029441

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la Citoqueratina 12 (KRT12) humana. Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del epitelio corneal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Citoqueratina 12 (KRT12) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	K12; MECD1; Citoqueratina 12 (KRT12)
Especie	Humano
GenelD (humano)	3859
GenelD	3859
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 295-494 de la Citoqueratina 12 humana (Citoqueratina 12 (KRT12)) (NP_000214.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99456
Peso Molecular de la Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo