

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 13 (Krt13) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13646

Número de artículo: CM0002117

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Citoqueratina 13 (KRT13) humana, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de epitelio mucosa y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                     |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Nombre del producto | Citoqueratina 13 (KRT13) mAb de conejo    |
| Observaciones/Alias | K13; CK13; WSN2; Citoqueratina 13 (KRT13) |
| Especie             | Humano                                    |
| ID del gen (Humano) | 3860                                      |
| ID del gen          | 3860                                      |
| Inmunógeno          | Péptido sintético                         |
| Origen              | Conejo                                    |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                  |
| Aplicación          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                    |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                       |
| SWISS               | P13646                                    |
| Peso de la proteína | 50 kDa                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                            |