

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Citoqueratina 13 (Krt13) Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P13646

Número de artículo: CM0020846

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Citoqueratina 13 (KRT13) humana, también conocida como CK13 o WSN2. Adecuado para aplicaciones de Western blot, IHC, IF y ELISA en investigación de tejidos epiteliales y mucosos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Citoqueratina 13 (KRT13)
Observaciones/Alias	K13; CK13; WSN2; Citoqueratina 13 (KRT13)
Especie	Humana
GenelD (Humano)	3860
GenelD	3860
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 269-458 de la Citoqueratina 13 (KRT13) humana (NP_705694.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P13646
Peso molecular de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo