


Anticuerpo Policlonal Anti-Citoqueratina 14 (Krt14) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02533

Número de artículo: CM0018682



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Citoqueratina 14 humana (KRT14/CK14) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta KRT14 humana, de ratón y de rata. Ideal para investigación sobre queratinización, integridad epitelial y epidermólisis bullosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo contra Citoqueratina 14 (KRT14)
Observaciones/Alias	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Citoqueratina 14 (KRT14)
Especie	Humano
ID del Gen (humano)	3861
ID del Gen	3861
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 371-470 de la Citoqueratina 14 humana (KRT14) (NP_000517.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02533
Peso Molecular de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo