


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Citoqueratina 14 (Krt14) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02533

Número de artículo: CM0003344



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Citoqueratina 14 (KRT14) (P02533) validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Inmunógeno de proteína recombinante, 52 kDa. Ideal para investigación en biología de queratinocitos y epitelios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Citoqueratina 14 (KRT14) mAb de conejo
Observaciones/Alias	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Citoqueratina 14 (KRT14)
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3861
ID de gen	3861
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 264-457 de la Citoqueratina 14 (KRT14) humana (P02533)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02533
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo