

Anticuerpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 16 (Krt16) Para Wb - P08779

Número de artículo: CM0010857

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Citoqueratina 16 (KRT16) humana. Validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación en biología de la piel e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Citoqueratina 16 (KRT16)
Observaciones/Alias	K16; PC1; CK16; K1CP; NEPPK; FNEPPK; KRT16A; Citoqueratina 16 (KRT16)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3868
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Citoqueratina 16 (KRT16) humana (P08779).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08779
Peso Molecular de la Proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo