

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Citoqueratina 16 (Krt16) Para Wb, If/Icc, Ihc-P - P08779

Número de artículo: CM0028553

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la citoqueratina 16 humana (KRT16), adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para biología de la piel e investigación de queratinas. (SWISS P08779).

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Citoqueratina 16 (KRT16) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	K16; PC1; CK16; K1CP; NEPPK; FNEPPK; KRT16A; Citoqueratina 16 (KRT16)
Especie	Humano
GeneID	3868
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-430 de la Citoqueratina 16 humana (KRT16) (NP_005548.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08779
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo