

Anticuerpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 17 (Krt17) Para Wb, Elisa - Q04695

Número de artículo: CM0010816

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Citoqueratina 17 (KRT17) validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre diferenciación epitelial, biología del folículo piloso y psoriasis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Citoqueratina 17 (KRT17)
Observaciones/Alias	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Citoqueratina 17 (KRT17)
Especies	Humano
GeneID (Humano)	3872
GeneID	3872
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Citoqueratina 17 (KRT17) humana (Q04695).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04695
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo