

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Citoqueratina 17 (Krt17) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q04695

Número de artículo: CM0020238

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Citoqueratina 17 humana (KRT17), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para el estudio de la diferenciación de queratinocitos, la biología del folículo piloso, la psoriasis y la investigación de células madre epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Citoqueratina 17 (KRT17) pAb de conejo
Observaciones/Alias	PC, K17, PC2, 39.1, CK-17, PCHC1, Citoqueratina 17 (KRT17)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3872
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 133-432 de la Citoqueratina 17 humana (NP_000413.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q04695
Peso molecular de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo