

Anticuerpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 17 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q04695

Número de artículo: CM0008231

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Citoqueratina 17 humana, validado para WB, IF, IHC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en células epiteliales y estudios de anexos cutáneos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Citoqueratina 17
Observaciones/Alias	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3872
GeneID	3872
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 333-432 de la Citoqueratina 17 humana (NP_000413.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04695
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo