

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Citoqueratina 18 (Ck18) (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa) - P05783

Número de artículo: CM0008211

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Citoqueratina 18 (CK18) validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona con humanos, ratón y rata. Dirige la proteína de filamento intermedio de 48 kDa en epitelios simples. Adecuado para investigación oncológica, biología celular y diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Citoqueratina 18 mAb de conejo
Notas/Alias	K18; CK-18; CYK18
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3875
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 241-430 de la Citoqueratina 18 humana (NP_000215.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05783
Peso molecular de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo