

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Citokeratina 18 (Krt18) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05783

Número de artículo: CM0017592

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo frente a Citokeratina 18 (KRT18) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para biología de células epiteliales e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Citokeratina 18 (KRT18) pAb de conejo
Observaciones/Alias	K18; CK-18; CYK18; Citokeratina 18 (KRT18)
Especie	Humano
ID genético (Humano)	3875
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 127-430 de la Citokeratina 18 (KRT18) humana (NP_000215.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05783
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo