


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Citoqueratina 19 (Ck19) Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P08727

Número de artículo: CM0003350



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la citoqueratina-19 humana (CK19), inmunógeno péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-100 de KRT19. Validado para WB, IF, IHC-P, ELISA. Adecuado para la investigación de tejidos epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Citoqueratina 19 (CK19) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	K19; KRT19; K1CS; Citoqueratina 19 (CK19)
Especie	Humano
GeneID (humano)	3880
GeneID	3880
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Citoqueratina 19 humana (KRT19) (KRT19) (P08727).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08727
Peso Proteico	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo