


Anticuerpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 19 (Krt19) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08727

Número de artículo: CM0003427



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la Citoqueratina 19 (KRT19) humana. Adecuado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Reconoce KRT19 de humano, ratón y rata. Para uso en investigación de filamentos intermedios y organización muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Citoqueratina 19 (KRT19) Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	K19; CK19; K1CS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3880
GeneID	3880
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 243-400 de la Citoqueratina 19 (KRT19) humana (NP_002267.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08727
Peso de la Proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo