


Anticuerpo Policlonal Anti-Citoqueratina 19 (Krt19) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08727

Número de artículo: CM0016636



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la citoqueratina humana 19 (KRT19/CK19), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la biología epitelial y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Citoqueratina 19 (KRT19) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	K19; CK19; K1CS; Citoqueratina 19 (KRT19)
Especie	Humano
GeneID (humano)	3880
GeneID	3880
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-340 de la Citoqueratina 19 humana (KRT19) (NP_002267.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08727
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo