

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Citoqueratina 20 (Krt20) Para Wb, If/Icc, Elisa - P35900

Número de artículo: CM0013322

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Citoqueratina 20 (KRT20), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para el estudio de la organización de los filamentos de queratina, la secreción de mucina y la biología del epitelio intestinal. Parte de la cartera de materias primas para IVD de CamelBio para aplicaciones de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra Citoqueratina 20 (KRT20)
Observaciones/Alias	K20; CD20; CK20; CK-20; KRT21; Citoqueratina 20 (KRT20)
Especie	Humano
ID de gen	54474 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 245-424 de la Citoqueratina 20 (KRT20) humana (NP_061883.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P35900
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo