

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Citoqueratina 2E (Krt2) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35908

Número de artículo: CM0005822

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la citoqueratina 2e humana (KRT2, CK-2e). Validado en WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la diferenciación epidérmica y los queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Citoqueratina 2e (KRT2) mAb de conejo
Observaciones/Alias	K2e; KRTE; CK-2e; KRT2A; KRT2E; Cytokeratin 2e (KRT2)
Especie	Humano
GeneID	3849
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 293-422 de KRT2 humana (P35908)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35908
Peso proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo