

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Citoqueratina 2E (Krt2) Para Wb Y Elisa - P35908

Número de artículo: CM0016174

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la citoqueratina 2e (KRT2) humana, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre la diferenciación epidérmica, los filamentos intermedios de queratina y la función de la barrera cutánea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra la citoqueratina 2e (KRT2)
Observaciones/Alias	K2e; KRTE; CK-2e; KRT2A; KRT2E; Citoqueratina 2e (KRT2)
Especie	Humana
GeneID (humano)	3849
GeneID	3849
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de la citoqueratina 2e (KRT2) humana (NP_000414.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P35908
Peso molecular	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo