

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Citoqueratina 4 (Krt4) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19013

Número de artículo: CM0002007

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la citoqueratina 4 (KRT4) humana, adecuado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de epitelio escamoso estratificado de mucosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Cytokeratin 4 (KRT4) Rabbit mAb
Observaciones/Alias	K4; CK4; CK-4; CYK4; WSN1; Cytokeratin 4 (KRT4)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3851
ID de Gen	3851
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P19013
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo