


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Citoqueratina 5 (Krt5) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13647

Número de artículo: CM0026062



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Citoqueratina 5 (KRT5) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la biología de los filamentos intermedios en queratinocitos basales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Citoqueratina 5
Observaciones/Alias	K5; CK5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; KRT5A; Citoqueratina 5 (KRT5)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3852
ID de Gen	3852
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Citoqueratina 5 humana (KRT5) (NP_000415.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P13647
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo