


Anticuerpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13647

Número de artículo: CM0002494



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la citoqueratina 5 humana (KRT5), adecuado para transferencia Western (Western blotting), inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la epidermis y los queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Citoqueratina 5 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	K5; KRT5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; KRT5A; Citoqueratina 5 (CK5)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3852
GeneID	3852
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 491-590 de la citoqueratina 5 humana (KRT5) (P13647)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13647
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo