

Anticuerpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 6 (Krt6) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48668

Número de artículo: CM0002536

Introducción

El anticuerpo monoclonal recombinante de conejo de CamelBio se dirige a la Citoqueratina 6 humana (KRT6, SWISS P48668), validado para western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Adecuado para estudios de biología epitelial y dermatología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Citoqueratina 6 (KRT6) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	K6E; KRT6E; PPKNEFD; Citoqueratina 6 (KRT6)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	286887
ID de Gen	286887
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 465-564 de la Citoqueratina 6 humana (P48668)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P48668
Peso Proteico	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo