

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Citoqueratina 6 (Krt6) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02538

Número de artículo: CM0008141



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta pureza dirigido a la citoqueratina 6 humana (KRT6A). Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre integridad epitelial, cicatrización de heridas y biología de los queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra citoqueratina 6 (KRT6)
Observaciones/Alias	K6A; K6C; K6D; PC3; CK6A; CK6C; CK6D; CK-6C; CK-6E; KRT6C; KRT6D; Citoqueratina 6 (KRT6)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3853
GeneID	3853
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la citoqueratina 6 humana (KRT6) (P02538).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02538
Peso proteico	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo