

Anticuerpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 7 (Krt7) Para Wb, If, Ihc, Elisa - P08729

Número de artículo: CM0005232



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la Citoqueratina 7 humana (KRT7, CK7). Apropriado para detección por WB, IF, IHC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ortólogos de ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 291-463, P08729).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Citoqueratina 7 (KRT7)
Observaciones/Alias	K7; KRT7; SCL; K2C7; Citoqueratina 7 (CK7)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3855
ID del Gen	3855
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 291-463 de la Citoqueratina 7 humana (KRT7) (P08729)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08729
Peso Proteico	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo