

Anticuerpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 7 (Krt7) Para Wb, Ihc-P, If, Elisa - P08729

Número de artículo: CM0004568



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Citoqueratina 7 (KRT7) validado para WB, IHC-P, IF y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para biología epitelial e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Citoqueratina 7 (KRT7)
Observaciones/Alias	K7; CK7; SCL; K2C7; Citoqueratina 7 (KRT7)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3855
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Citoqueratina 7 humana (KRT7) (P08729)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08729
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo