

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Citoqueratina 7 (Krt7) Para Wb, If-P, Elisa - P08729

Número de artículo: CM0024480



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Citoqueratina 7 (KRT7) validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a una proteína citoesquelética implicada en la señalización por interferón y la regulación de la traducción viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Citoqueratina 7 (KRT7) pAb de conejo
Observaciones/Alias	K7; CK7; SCL; K2C7; Citoqueratina 7 (KRT7)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3855
GeneID	3855
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-469 de la Citoqueratina 7 (KRT7) humana (NP_005547.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08729
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo