


Anticuerpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 8 (Ck8) Para Wb Y Elisa - P05787

Número de artículo: CM0004802



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón dirigido a la Citoqueratina 8 (CK8) humana para aplicaciones de WB y ELISA. Validado para las especies humana, ratón y rata, con mapeo de epitopo en un péptido sintético. Ideal para investigación de células epiteliales y queratinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Citoqueratina 8 mAb de ratón
Notas/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Citoqueratina 8
Especie	Humana
GeneID	3856
Inmunógeno	Péptido sintético de CK8
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P05787
Peso de la proteína	54 kDa/56 kDa
Envío	Bolsa de hielo