

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Citoqueratina 9 (Krt9) Para Wb, Elisa - P35527

Número de artículo: CM0010148

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Citoqueratina 9 (KRT9) humana, validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la diferenciación de la epidermis palmoplantar y trastornos de la queratina relacionados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Citoqueratina 9 (KRT9)
Observaciones/Alias	K9; CK-9; EPPK; Citoqueratina 9 (KRT9)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3857
GeneID	3857
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 254-412 de la Citoqueratina 9 (KRT9) humana (P35527)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35527
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo