

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Citoqueratina 9 (Krt9) Para Wb, If-P, Elisa - P35527

Número de artículo: CM0016100

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la citoqueratina 9 (KRT9) humana, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta la KRT9 humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la diferenciación de queratinocitos palmoplantares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra la citoqueratina 9 (KRT9)
Observaciones/Alias	K9; CK-9; EPPK; Citoqueratina 9 (KRT9)
Especie	Humana
GeneID (humano)	3857
GeneID	3857
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-450 de la citoqueratina 9 (KRT9) humana (NP_000217.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P35527
Peso molecular	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo