


Anticuerpo Policlonal Anti-Citoqueratina Ae1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13645 / P02533 / P19012 / P08779 / P08727

Número de artículo: CM0029508



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-citoqueratina AE1 validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce queratinas humanas, de ratón y rata (KRT10/14/15/16/19) con pesos moleculares de 44-59 kDa. Ideal para investigación de diferenciación epitelial y carcinoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-Citoqueratina AE1
Observaciones/Alias	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3858/3861/3866/3868/3880
GeneID	3858/3861/3866/3868/3880
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13645/P02533/P19012/P08779/P08727
Peso Proteico	59kDa/52kDa/49kDa/51kDa/44kDa
Envío	Bolsa de Hielo