


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Citoqueratina Ae1 Para If-P, Ihc-P, Elisa - P13645 / P02533 / P19012 / P08779 / P08727

Número de artículo: CM0008515



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Citoqueratina AE1, que detecta múltiples queratinas tipo I (K10, K14, K15, K16, K19). Validado para IF-P, IHC-P y ELISA en tejidos humanos, de ratón y de rata. Ideal para biología de células epiteliales e investigación de carcinomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Citoqueratina AE1
Observaciones/Alias	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3858/3861/3866/3868/3880
GeneID	3858/3861/3866/3868/3880
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13645/P02533/P19012/P08779/P08727
Peso Molecular de la Proteína	59kDa/52kDa/49kDa/51kDa/44kDa
Envío	Bolsa de hielo