


## Anticuerpo Policlonado De Conejo Anti-Citoqueratina Ae3 Para Wb, Ihc-P, Elisa -

**P04264/P35908/P12035/P19013/P13647/P02538/P08729**

Número de artículo: CM0025134



### Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo dirigido contra Citoqueratina AE3 (K1, CK1, EHK) validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas. Ideal para investigación en biología epitelial y de queratinocitos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Citoqueratina AE3 Rabbit pAb                                                                                                                           |
| Observaciones/Alias | K1; CK1; EHK; AEI2; EHK1; EPPK; KRT1A; NEPPK                                                                                                           |
| Especie             | Humana                                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 3848/3849/3850/3851/3852/3853/3855/3856                                                                                                                |
| GeneID              | 3848/3849/3850/3851/3852/3853/3855/3856                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 181-280 de la Citoqueratina AE3 humana (NP_006112.3). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonados                                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humana                                                                                                                                                 |
| SWISS               | P04264/P35908/P12035/P19013/P13647/P02538/P08729                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 66kDa/65kDa/64kDa/56kDa/62kDa/60kDa/51kDa                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                         |