


Anticuerpo Policlonal Anti- δ -Catenina/P120 Catenina Para Wb, IHC-P, Elisa - O60716

Número de artículo: CM0023865



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra δ -Catenina/p120 Catenina (CTNND1) para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Regulador clave de la adhesión mediada por caderinas y la transcripción; ideal para estudios sobre cáncer y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	δ -Catenina/p120 Catenina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); δ -Catenina/p120 Catenina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1500
GeneID	1500
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 573-832 de la δ -Catenina/p120 Catenina humana (NP_001078938.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60716
Peso Proteico	108kDa
Envío	Bolsa de hielo